

Löpnummer	Gäller fr o m	Handläggare	Fastställare
STAB0072	2015-01-13	Sandra Stuesson/Karolinska/SLL	Gustav Eriksson/Karolinska/SLL



Smittförande avfall

Ja tack: Föremål som kontaminerats med kroppsvätskor från patient med sjukdom förorsakad av smittämnen tillhörande riskklass 3-4, enl. AFS 2005:1
 Avfallet ska vara väl indränkt eller kraftigt nerblodat.
 Blodrör.
 Odlingsmedia med smittämnen i riskklass 2-4
 Avfall innehållande GMM från verksamhetsnivå F och L

Nej tack: Skärande/stickande avfall

Hantering: Packa avfallet i en gul avfallsbox. Sätt på locket ordentligt. Försluten avfallsbox får inte väga mer än 10kg. Försluten avfallsbox som skall förvaras längre än ett dygn men mindre än sju dygn skall förvaras vid högst +8°C. Utrymmet ska vara låst och skyltat. Om avfallet är blött ska absorbent läggas i botten.

Klistra på etiketten "Smittförande avfall".

Material: Avfallsbox, absorptionsduk och etiketter beställs via MediCarrier.

Huddinge: Skicka avfallsboxen via Försörjningsstation till Miljöstation S32.

Solna: Beställ hämtning via ikonen *transportbeställning* på första sidan i Inuti eller via Servicecenter, tel. (585) 81 000.

Endast avfall som är riktigt förpackat och märkt hämtas. Om avfallet inte tas emot ska avdelningspersonalen ges information om varför.

